	その他・設定	
アカウント		
メールアドレスの変更	I	>
パスワードの変更		>
プロフィールの変更		>
歩数計測モード		
歩数計測モードの変更		>
歩数計測モ	ードの変更	をタップ
ヘルプ		>
利用規約		>
プライバシーポリシー		>
お問い合わせ		>
ライセンス	1その他	・設定をタ

 合
 山山
 ①
 六
 読

 ホーム
 計測記録
 お知らせ
 健康チェック
 その他・設定

<b>4</b>	「保存」をタップ		
<	歩数計測モードの変更		保存
步数計测	則モードを変更します。		
※スマー ケアア	ートフォンによる自動計測では、iOS プリ(HealthKit)と連携した自動計測を	内蔵の E行いa	ヘルス ます。
※T-PR T-PRO 取得で Pro」を お願い	RO活動量計による計測を行う場合、数 製品は「T-fit pro30」になります。 きなくなるため、T-PRO公式アプリ Eインストールしている場合、アンイ します。	†応し <sup>っ</sup> また、 「iWOV ンスト	ている 歩数を VNfit ールを
スマー	ートフォンによる自動計測		
T-PR	O活動量計を使用(所有者のみ)		0
自分	で入力		$\bigcirc$
③「自	分で入力」をタップ		

## 9「保存」をタップ



## ⑦「変更したい日付」をタップ

12月2日 (日)

9,627歩/記録なし 📎

## 5「計測記録」タブをタップ



		_					
	2019年6月23日(日)	保存					
計測記録を編集します。							
	步数						
	13818						
3							